

## MiaoMiao FAQ – Domande frequenti

### L'indicatore di carica e spento?

- Quando si ricarica la batteria, se il cavetto del caricatore è collegato correttamente, una lucina rossa si accenderà, poi lampeggerà ogni 7 secondi: è l'indicazione che si sta caricando normalmente. Se la lucina rossa non inizia a lampeggiare immediatamente dopo il collegamento del cavetto di caricamento, verificate lo stato dei contatti e verificate che il caricatore USB sia acceso.
- Se l'avete collegato a un power bank (caricature portatile), visto che la maggiore parte di questi caricatori non permette il caricamento a corrente bassa, non potrete caricare MiaoMiao, collegatevi a un caricatore USB normale.



Una volta carico si accende la lucina verde. Non lasciare MiaoMiao collegato quando è carico per evitare di ridurre la durata di vita della batteria.

### Come faccio a resettare MiaoMiao?

Sul retro del sensore c'è un foro che permette l'inserimento di una punta sottile (niente ago). Quando si preme il bottone reset, la lucina rossa si accende.



## Il bluetooth non trova MiaoMiao!

- Verificate che il Bluetooth del telefono sia attivo
- Verificate che MiaoMiao sia carico, caricatelo 15 minuti prima di provare a cercarlo

Per eliminare qualsiasi dubbio si può anche installare sul cellulare l'applicativo *nRF Connect for Mobile*. Se nRF Connect vede **miaomiao** il problema è nella configurazione dell'applicativo (xDrip+, Spike o Glimp). Non lasciare nRF Connect aperto.

- Fate un reset e provate di nuovo

## Non si riesce a leggere il sensore!

- Verificate che MiaoMiao sia posizionato correttamente sul sensore: non ci deve essere spazio tra il sensore e il trasmettitore.



- Verificate che il sensore sia avviato

Il Libre va avviato con il lettore/applicativo ufficiale Abbott (o Glimp Start) ma per xDrip+ e Spike deve essere “avviato” nell'applicativo per essere letto. Avviare o fermare un sensore non ha nessun impatto sul suo funzionamento.

- Staccate MiaoMiao e riattaccatelo nella direzione opposta
- Fate un reset e provate di nuovo

## **Manca il segnale?**

- Verificate che il Bluetooth del telefono sia attivo
- Verificate che MiaoMiao sia carico, caricatelo 15 minuti prima di provare a cercarlo

Posizionate il cellulare vicino a MiaoMiao (entro 3 metri). Non lasciare il cellulare vicino a un oggetto metallico (per esempio tavolo di metallo, armadio di metallo, etc.). È sconsigliato avere presenti tra il cellulare e MiaoMiao corpi o oggetti (per esempio corpi umani, animali, altri oggetti umidi o metallici, etc.).

- Quando MiaoMiao è stato fuori portata dal cellulare, ci potrebbe volere più di 5 minuti perché si colleghi di nuovo. Se non comunica dopo 10 minuti, verificate che sia stato trovato dal bluetooth.

## **MiaoMiao può immergersi in acqua di mare (salata)?**

- MiaoMiao non è garantito per l'uso in acqua salata in quanto i contatti metallici di ricarica possono subire corrosione.

## **In caso di problemi relativi al suo funzionamento chi posso contattare?**

- L'assistenza del distributore italiano se acquistato da lui: email [info@mikrolink.it](mailto:info@mikrolink.it)
- L'assistenza cinese se acquistato da loro: email [service@fanqies.com](mailto:service@fanqies.com)
- Il gruppo Facebook di riferimento: <https://www.facebook.com/groups/nightscout/>

## MiaoMiao – Settaggi di riferimento xDrip+ (versione minima 06/07/2018)

